
BG

**Допълнителна информация за натоварване на
DC Bead[®] (DC зърна) с Иринотекан**

ОПИСАНИЕ:

При натоварването с иринотекан, когато натоварването е 50mg/ml, DC Bead претърпяват слабо, до 30% намаление на размера.

ПОКАЗАНИЯ:

DC Bead са предназначени за натоварване с иринотекан за следните цели:

- Предизвикване на емболия на съдовете, кръвоснабдяващи злокачествен коло-ректален рак, метастазирал в черния дроб (mCRC)
- Доставка на локална, контролирана, постоянна доза иринотекан към mCRC.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ – ИРИНОТЕКАН:

Вижте в листовката, приложена в опаковката на иринотекан, за противопоказанията, отнасящи се до приложението.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:

При прибавяне на смест от контрастна материя/вода към натоварените зърна, ще се отдели известно количество иринотекан. При прилагането, може да бъде приложено количество между 10-20mg иринотекан.

Превишаване на натоварващата доза от 50mg иринотекан на 1ml DC Bead може да доведе до известно системно разпространение на иринотекан и съответно до свързани с това нежелани реакции.

Не използвайте натоварени с иринотекан зърна заедно с контрастни вещества, съдържащи соли (напр. калциев хлорид)

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАТОВАРВАНЕ С ЛЕКАРСТВОТО:

DC Bead са подходящи САМО за натоварване с разтвор на иринотекан (20mg/ml).

За да получите окончателно натоварване от 100mg иринотекан за флакон от 2 ml с DC Bead:

- i. Отстранете възможно най-много от физиологичния разтвор във флакона с DC Bead, използвайки спринцовка с широка игла.
- ii. Използвайте спринцовка и игла, прибавете 5 ml of разтвора на иринотекан директно във флакона с DC Bead.
- iii. Разклатете внимателно разтвора на DC Bead / иринотекан, за да се подпомогнете смесването и след оставете в покой. Зърната ще започнат да придобиват тюркоазен цвят с напредване на натоварването.
- iv. Натоварването отнема минимум 2 часа за всички размери на DC Bead.
- v. Преди използване, прехвърлете натоварените с иринотекан DC Bead в спринцовка и прибавете еднакъв обем не-йонна контрастна материя. Обърнете внимателно спринцовката, за да се получи равномерна суспензия на DC Bead.
- vi. Може да бъде натоварена доза до 50mg иринотекан за ml DC Bead.
- vii. Максималната препоръчвана обща доза на иринотекан за процедура е 200 mg.

СЪХРАНЕНИЕ НА НАТОВАРЕНИТЕ С ЛЕКАРСТВО DC BEAD:

DC Bead, натоварени с иринотекан, могат да бъдат съхранявани до 24 часа в хладилник на температура 2-8°C или за 4 часа на стайна температура, в присъствие или в отсъствие на не-йонна контрастна материя.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИЛАГАНЕТО:

Неизползваните натоварени с иринотекан DC Bead да бъдат изхвърлени.