

---

**NL**

---

**Aanvullende informatie over oplading van DC Bead<sup>®</sup> met Irinotecan**

**BESCHRIJVING:**

Na oplading met irinotecan verkleinen de DC Bead lichtjes, maximaal 30% bij oplading met 50mg/ml.

**INDICATIES:**

DC Bead dienen te worden opgeladen met irinotecan voor :

- Embolisatie van bloedvaten waardoor maligne uitzaaiingen van colorectale kankercellen naar de lever (mCRC) plaatsvinden
- Afgifte van een lokale, gecontroleerde en constante dosis irinotecan aan de mCRC.

**CONTRA-INDICATIES – IRINOTECAN:**

Raadpleeg de bijsluiter in de verpakking irinotecan voor contra-indicaties met betrekking tot het gebruik.

**WAARSCHUWINGEN:**

Na toevoeging van een mengsel van contrastmiddel en water aan opgeladen Beads zal een zeer kleine hoeveelheid irinotecan worden afgestoten. Na afgifte kan een bolus van 10 – 20 mg irinotecan worden afgegeven.

Overschrijding van een opgeladen dosis van 50mg irinotecan per 1 ml DC Bead kan leiden tot enige systemische verspreiding van irinotecan en de daarbij horende bijwerkingen.

Gebruik Beads waaraan irinotecan is toegevoegd nooit in combinatie met contrastmiddelen die zouten (bijv. calciumchloride) bevatten.

**INSTRUCTIES VOOR OPLADING MET IRINOTECAN:**

DC Bead kunnen UITSLUITEND worden opgeladen met irinotecan in opgeloste vorm (20 mg/ml).

De uiteindelijke oplading met 100 mg irinotecan per flacon van 2 ml DC Bead wordt als volgt verkregen:

- i. Verwijder met een injectiespuit met dunne naald zo veel mogelijk zoutoplossing uit een flacon DC Bead.
- ii. Voeg de 5 ml irinotecan-oplossing met een injectiespuit met naald direct toe aan de flacon DC Bead.
- iii. Schud de oplossing met DC Bead en irinotecan voorzichtig om het mengen te bevorderen en laat het mengsel vervolgens staan. De Bead worden turquoise van kleur naarmate de oplading vordert.
- iv. Voor alle maten in DC Bead zal de oplading minimaal twee uur duren.
- v. Vóór gebruik moeten de DC Bead waaraan irinotecan is toegevoegd, worden overgebracht in een injectiespuit. Voeg hieraan eenzelfde hoeveelheid niet-ionische contrastvloeistof toe. Keer de injectiespuit voorzichtig om, zodat een gelijkmatige suspensie van DC Bead wordt verkregen.
- vi. Elke ml DC Bead kan met maximaal 50 mg irinotecan worden opgeladen.
- vii. De maximaal aanbevolen totale dosis irinotecan per procedure bedraagt 200 mg.

**BEWARING VAN MET IRINOTECAN OPGELADEN DC BEAD:**

Met irinotecan opgeladen DC Bead mogen maximaal 24 uur in een koelkast bij 2-8°C worden bewaard of 4 uur bij kamertemperatuur, met of zonder niet-ionische contrastvloeistof.

**ONGEBRUIKTE DE BEADS/INSTRUCTIES:**

Ongebruikte DC Bead die met irinotecan zijn opgeladen, dienen te worden weggegooid.