
FI

Lisätietoja Irinotekaanin lastauksesta DC Bead[®] -mikropalloihin

KUVAUS:

Kun DC Bead -mikropalloihin lastataan irinotekaaania, pallot kasvavat hiukan, enintään 30 % käytettäessä 50 mg/ml:n annosta.

KÄYTTÖAIHEET:

Irinotekaanilla lastatut DC Bead -mikropallot on tarkoitettu seuraaviin käyttöaiheisiin:

- Maksaan metastasoituneen pahanlaatuisen kolorektaalisyöpään (mCRC) johtavien verisuonten embolisaatio.
- Irinotekaanin paikallinen, kontrolloitu ja jatkuva anto kolorektaalisyöpäkasvaimeen.

VASTA-AIHEET – IRINOTEKAANI:

Katso irinotekaanin käytön vasta-aiheet lääkkeen pakkausselosteesta.

HUOMAUTUKSET:

Pieni määrä irinotekaaania eluoituu, kun varjoaine-/vesisekoitus lisätään lastattuihin mikropalloihin. 10–20 mg irinotekaaania sisältävää bolusinjektiota voidaan käyttää lääkkeen antoon.

Jos irinotekaanin lastausannos on yli 50 mg/ml, DC Bead -mikropallojen käyttö voi johtaa tietynasteiseen irinotekaanin systeemiseen leviämiseen sekä siihen liittyviin haittavaikutuksiin.

Irinotekaanilla lastattuja mikropalloja ei saa käyttää suoloja (esim. kalsiumkloridia) sisältävien varjoaineiden kanssa.

LÄÄKKEEN LASTAUSOHJE:

DC Bead -mikropalloihin saa lastata VAIN irinotekaaniliuosta (20 mg/ml).

2 ml:n DC Bead -pullon lastaus 100 mg:lla irinotekaaania:

- Poista DC Bead -pullosta mahdollisimman paljon keittosuolaliuosta pienikokoisella neulalla varustetulla ruiskulla.
- Lisää DC Bead -pulloon 5 ml irinotekaaniliuosta ruiskun avulla.
- Sekoita DC Bead-/irinotekaaniliuosta varovasti, jotta aineet sekoittuvat, ja jätä liuos seisomaan. Mikropallot muuttuvat turkoosinvärisiksi irinotekaanin latautuessa palloihin.
- Lastaus kestää vähintään kaksi tuntia kaikenkokoisille DC Bead -mikropalloille.
- Siirrä ennen käyttöä irinotekaanilla lastatut DC Bead -mikropallot ruiskuun ja lisää sama määrä ionitonta varjoainetta. Käännä ruisku varovasti ylösalaisin, jotta DC Bead -mikropallot jakautuvat suspensioon tasaisesti.
- Yhteen millilitraan DC Bead -mikropalloja voidaan lastata korkeintaan 50 mg irinotekaaania.
- Suurin suositeltava irinotekaanin kokonaisannos yhdessä toimenpiteessä on 200 mg.

LÄÄKKEELLÄ LASTATTUJEN DC BEAD -MIKROPALLOJEN SÄILYTYS:

Irinotekaanilla lastattuja DC Bead -mikropalloja voidaan säilyttää korkeintaan 24 tuntia jääkaapissa (2–8 °C:ssa) tai 4 tuntia huoneenlämmössä ionittoman varjoaineen kanssa tai ilman sitä.

ANTO-OHJEET:

Hävitä käyttämättä jääneet, irinotekaanilla lastatut DC Bead -mikropallot.