
MT

Aktar Informazzjoni Għall-Ikkargar ta' Irinotecan tad-DC Bead[®]

DESKRIZZJONI:

Meta jiġu kkargati bl-irinotecan, id-DC Bead jikkien f'it, sa 30% tad-daqs meta jiġu kkargati f'50mg/ml.

INDIKAZZJONIJIET:

Id-DC Bead huma intiżi sabiex jiġu kkargati bl-irinotecan għal dawn l-għanijiet:

- L-embolizzazzjoni tal-važi (vini jew arterji) tad-demm li jissupplixxu lit-tumur kolorektali malinn li jinfirex sal-fwied (mCRC)
- Biex tingħata doża sħiħa lokali u kkontrollata ta' irinotecan lill-mCRC.

KONTRAINDIKAZZJONIJIET – IRINOTECAN:

Ara l-fuljett fil-pakkett ta' irinotecan fejn jingħataw kontraindikazzjonijiet dwar l-użu.

ATTENZJONI:

Biż-żieda ta' taħlita ta' kuntrast/ilma mal-beads li jiġu kkargati, xi f'it tal-irinotecan jispiċċa maħsul. L-irinotecan jista' jiġi amministrat bħala bolus (injezzjoni jew pillola) bejn 10-20mg.

Jekk id-doża kkargata ta' irinotecan taqbeż 50mg ma' kull 1ml tad-DC Bead, din tista' tikkaguna tifrix sistematiku ta' irinotecan u wkoll effetti oħra sekondarji.

Tużax beads ikkargati bl-irinotecan ma' aġenti oħra ta' kuntrast li fihom salina (bħal kloridju tal-kalċju)

STRUZZJONIJIET BIEX TIĠI KKARGATA L-MEDIĊINA:

Id-DC Bead huma adatti biex tiġi kkargata s-Soluzzjoni irinotecan (20mg/ml) BISS.

Biex jinkiseb ikkargar finali ta' 100 mg ta' irinotecan għal kull vjala ta' 2ml ta' DC Bead.

i. Neħhi kemm jista' jkun possibbli salina minn ġol-vjala ta' DC Bead permezz ta' siringa b'labra ta' gejġ żgħir..

ii. Permezz ta' siringa u labra, žid il-5ml tas-soluzzjoni irinotecan direttament għal ġol-vjala tad-DC Bead.

iii. Ħawwad it-taħlita tad-DC Bead / irinotecan bil-galbu biex tinkoraġġixxi t-taħlit u wara ħalliha toqgħod.

Il-beads isiru b'kulur turkważ waqt il-proċess tal-ikkargar.

iv. L-ikkargar jieħu minimu ta' sagħtejn għad-daqsijiet kollha ta' DC Bead.

v. Qabel l-użu, ittrasferixxi d-DC Bead ikkargati bl-irinotecan f'siringa u žid l-istess volum ta' medja mhux jonika ta' kuntrast. Aqleb is-siringa bil-galbu biex tikseb sospensjoni ugwali ta' DC Bead.

vi. Doża sa 50mg irinotecan għal kull ml DC Bead tista' tiġi kkargata.

vii. Id-doża totali massima rakkomandata ta' irinotecan għal kull proċedura hi ta' 200mg.

KIF TAĦŻEN IL-MEDIĊINA TAD-D-DC BEAD IKKARGATI:

Id-DC Bead ikkargati bl-irinotecan jistgħu jiġu maħżuna sa 24 siegħa ġewwa frigġ, f'temperatura ta' bejn 2-8°C jew 4 sigħat f'temperatura ta' kamra normali fil-preżenza ta', jew mingħajr il-medja mhux jonika ta' kuntrast.

STRUZZJONIJIET GĦALL-GĦOTI:

Iddisponi għar-rimi kull DC Bead ikkargati bl-irinotecan li mhumiex użati.