
NO

Ekstra informasjon om lasting av DC Bead® med Irinotecan

BESKRIVELSE:

Etter lasting med irinotecan vil størrelsen på DC Bead minke noe, med en reduksjon på inntil 30 % når de lastes med 50 mg/ml.

INDIKASJONER:

DC Bead skal lastes med irinotecan til følgende formål:

- Embolisering av tilførselsårer til malign kolorektal kreft med metastase til leveren (mCRC)
- Levering av en lokal, kontrollert, vedvarende dose med irinotecan til mCRC.

KONTRAINDIKASJONER – IRINOTECAN:

Se pakningsvedlegget for irinotecan for kontraindikasjoner vedrørende bruk.

FORSIKTIG:

Når lastede DC Bead tilsettes en blanding av kontrast/vann, vil det føre til en viss fortykning av irinotecanen. Ved levering kan en bolus på 10–20 mg irinotecan leveres.

En lastedose på over 50 mg irinotecan per 1 ml DC Bead kan føre til en viss systemisk distribusjon av irinotecan og bivirkninger forbundet med dette.

Ikke bruk beads lastet med irinotecan sammen med kontrastmiddel som inneholder salter (for eksempel kalsiumklorid)

INSTRUKSJONER FOR LASTING AV LEGEMIDDEL:

DC Bead skal KUN lastes med irinotecanløsning (20 mg/ml).

Slik får du en endelig lasting av 100 mg irinotecan per 2 ml hetteglass med DC Bead:

- i. fjern så mye saltløsning som mulig fra et hetteglass med DC Bead ved bruk av en sprøyte med tynn kanyle.
- ii. bruk sprøyte og kanyle for å tilsette 5 ml irinotecanløsning direkte ned i hetteglasset med DC Bead.
- iii. rist DC Bead/irinotecan-løsningen forsiktig så den blandes godt, og la løsningen stå. DC Bead blir turkise i løpet av lastingen.
- iv. lastingen vil ta minimum 2 timer (gjelder for alle DC Bead-størrelser).
- v. før bruk overføres DC Bead lastet med irinotecan, til en sprøyte. Tilsett en tilsvarende mengde ikke-ionisk kontrastmiddel. Vend sprøyten forsiktig for å få en jevn suspensjon av DC Bead.
- vi. en dose på inntil 50 mg irinotecan per ml DC Bead kan lastes.
- vii. maksimal anbefalt total dose med irinotecan per prosedyre er 200 mg.

OPPBEVARING AV DC BEAD LASTET MED LEGEMIDDEL:

DC Bead lastet med irinotecan kan oppbevares i inntil 24 timer i kjøleskap ved 2–8 °C, eller i 4 timer ved romtemperatur, med eller uten ikke-ionisk kontrastmiddel.

LEVERINGSINSTRUKSER:

Kast eventuelt ubrukte DC Bead som er lastet med irinotecan.