
RO

Informații suplimentare pentru încărcarea Irinotecan cu DC Bead®

DESCRIERE:

În timpul încărcării cu irinotecan, DC Bead scad ușor în dimensiuni, până la 30% la o încărcare de 50mg/ml.

INDICAȚII:

DC Bead sunt destinate încărcării cu irinotecan în următoarele scopuri:

- Embolizarea vaselor de sânge care alimentează cancerul malign colorectal cu metastază de ficat (mCRC)
- Administrarea unei doze locale, controlate și susținute de irinotecan la mCRC.

CONTRAINDICAȚII – IRINOTECAN:

A se consulta prospectul irinotecan pentru contraindicații de folosire.

AVERTISMENT:

Când amestecul de agent de contrast /apă sterilă este adăugat la granulele încărcate, o parte din irinotecan va fi dizolvat. La administrare poate fi livrată o cantitate de 10-20 mg irinotecan.

Depășirea dozei de încărcare de 50 mg irinotecan la 1ml DC Bead poate duce la o distribuție sistemică de irinotecan și efecte secundare conexe.

Nu folosiți granule încărcate cu irinotecan cu agenți de contrast care conțin săruri (de ex. clorură de calciu)

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE A MEDICAMENTULUI:

DC Bead sunt destinate EXCLUSIV pentru a fi încărcate cu soluția de irinotecan (20 mg/ml).

Pentru a obține o încărcare finală de 100 mg de irinotecan la 2 ml de DC Bead:

- Extrageți cât mai multă soluție salină posibil dintr-o fiolă de DC Bead cu ajutorul unei seringi cu un ac cu diametru mic.
- Folosind o seringă cu ac, adăugați 5 ml de soluție de irinotecan direct în fiola de DC Bead.
- Agitați ușor soluția de DC Bead / irinotecan pentru a se amesteca, apoi lăsați-o să stea. Granulele se vor colora verde-albăstrui pe măsură ce încărcarea progresează.
- Încărcarea va dura minimum 2 ore pentru toate dimensiunile de DC Bead.
- Înainte de utilizare, transferați DC Bead încărcate cu irinotecan într-o seringă și adăugați un volum egal de mediu de contrast non-ionic. Răsturnați ușor seringa pentru a obține o suspensie omogenă de DC Bead.
- Se poate încărca o doză de până la 50 mg irinotecan per ml de DC Bead.
- Doza totală maximă recomandată de irinotecan pentru fiecare procedură este 200 mg.

PĂSTRAREA DC BEAD ÎNCĂRCATE CU SOLUȚIE MEDICAMENTOASĂ:

DC Bead încărcate cu irinotecan pot fi păstrate până la 24 ore într-un frigider la temperatura de 2-8°C sau 4 ore la temperatura camerei, atât în prezența cât și în absența mediului de contrast non-ionic.

INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE:

Aruncați orice soluție rămasă nefolosită de DC Bead încărcate cu irinotecan.