
SK

Ďalšie informácie o plnení systému mikročastíc DC Bead[®] prípravkom Irinotecan

POPIS:

Mikročastice DC Bead sa po naplnení prípravkom irinotecan mierne zmenšia (až o 30 % v prípade plnenia s koncentráciou 50 mg/ml).

INDIKÁCIE:

Mikročastice DC Bead sú určené na naplnenie prípravkom irinotecan na účely:

- embolizácie ciev zásobujúcich kolorektálny nádor metastázovaný do pečene (mCRC),
- podanie lokálnej riadenej konštantnej dávky prípravku irinotecan do mCRC.

KONTRAINDIKÁCIE – IRINOTECAN:

Kontraindikácie použitia prípravku irinotecan nájdete v príbalovom letáku prípravku.

UPOZORNENIE:

Po pridaní zmesi kontrastnej látky s vodou k naplneným mikročasticami sa určité množstvo irinotecanu vymyje. Pri podaní možno použiť bolus 10 – 20 mg prípravku irinotecan.

Prekročenie dávky 50 mg prípravku irinotecan na 1 ml mikročastíc DC Bead môže vyvolať určitú systémovú distribúciu irinotecanu a súvisiace vedľajšie účinky.

Mikročastice naplnené prípravkom irinotecan nepoužívajte s kontrastnými látkami obsahujúcimi soli (napr. chlorid vápenatý).

POKYNY NA NAPLNIENIE LIEČIVA:

Mikročastice DC Bead sú vhodné LEN na naplnenie roztokom irinotecan (20 mg/ml).

Postup pri príprave konečnej dávky 100 mg prípravku irinotecan na 2 ml nádobku s mikročasticami DC Bead:

- Pomocou striekačky s ihlou s malým priemerom odoberte z nádobky s mikročasticami DC Bead čo najväčšie množstvo fyziologického roztoku.
- Pomocou striekačky a ihly pridajte 5 ml roztoku irinotecan priamo do nádobky s mikročasticami DC Bead.
- Roztok mikročastíc DC Bead a roztoku irinotecan opatrne pretrepte, aby sa lepšie premiešal a potom nechajte ustáť. S postupným naplňaním mikročastíc sa zmení ich farba na tyrkysovú.
- Naplňanie mikročastíc DC Bead vo všetkých veľkostiach bude trvať minimálne 2 hodiny.
- Pred použitím naberte mikročastice DC Bead naplnené prípravkom irinotecan do striekačky a pridajte rovnaký objem neiónovej kontrastnej látky. Striekačku opatrne prevráťte, aby ste získali rovnomernú suspenziu mikročastíc DC Bead.
- Na ml mikročastíc DC Bead možno naplniť dávku až 50 mg prípravku irinotecan.
- Maximálna odporúčaná celková dávka prípravku irinotecan na zárok je 200 mg.

UCHOVÁVANIE MIKROČASTÍC DC BEAD NAPLNENÝCH LIEČIVOM:

Mikročastice naplnené prípravkom irinotecan možno uchovávať až 24 hodín v chladničke pri teplote 2 – 8 °C alebo 4 hodiny pri izbovej teplote s neiónovou kontrastnou látkou alebo bez nej.

POKYNY NA PODANIE:

Nepoužité mikročastice DC Bead naplnené prípravkom irinotecan zlikvidujte.